

ESPETTORATO

Materiale per la raccolta

- Contenitore sterile trasparente in poliestere a bocca larga, con tappo a vite.

Modalità di raccolta

- Non assumere antibiotici da almeno 5 giorni.
- Al mattino preferibilmente a digiuno.
- Effettuare una pulizia adeguata del cavo orale e gargarismi con acqua (preferibilmente distillata sterile).
- Raccogliere l'espettorato dopo un colpo di tosse nel contenitore sterile.

Conservazione ed invio

- Inviare subito al laboratorio a temperatura ambiente.
- Solo in caso di necessità si può conservare per 12 h a + 4°C